



WHITE ROSA

lifting thread

A perfect balance of strong support and natural motion
— beauty engineered through precision.

糸リフトの グローバルリーダー

差別化された品質でグローバルマーケットから認められたWHITE ROSA糸リフト。
我々の研究開発チームは革新、信頼そしてお互いのコミュニケーションという三つの主になる価値を通してお客様を満足させるために最善を尽くしております。



リフトキングとコグを含めて全てのモデルの加工設備は我々の研究開発チームが独自のデザインと開発を行い、最上の品質維持のために滅菌、乾燥など生産に関する全てのプロセスを



基準に合わせて厳格に管理しております。



THREAD MATERIALS

PDO	PLLA	WPCL	PCL
6ヶ月～1年	1年～2年	1年～2年	2年～3年
			

NEEDLE TYPE

	W TYPE
	L TYPE
	A TYPE
	B TYPE



両方向モルディング糸




優れた引張強度



強い皮膚固定

ARROW

両方向の構造モルディング技術で
皮膚の固定力を強力に!



ホワイトロサARROWはモルディング技術を
適用した両方向のモルディング糸であります。
優れた引張強度と強い皮處の固定力でリフティン
ク効果と持続期間を強化し、より深く濃いしわまでケアできることが特徴でおり
ます。又は一定時間が過ぎると体内から自然的に分解される。PDO (溶ける糸)で
作られて副作用に負担が少ないです。




歯の構造モルディング糸



強力なりフティング効果



安足的な固定力



LIFT KING

歯の構造の特殊表面のモルディング
技術の パワーリフティング効果!

ホワイトロサLIFTKINGはモルディング技術で
制作された歯がある特殊表面の構造を持つルデ
ィング糸であります。多方向で深くなった歯は糸を
引っ張る時にフックのように皮顔を引っ張る役割をして
より硬く固定されて優れた固定力と強力なりフティング効果を出します。



360° 6D突起



引っ張り力



牽引力

Omni-directional protrusion design

360度
突起

Omni-directional protrusion design

KING COBRA

強力な360° 6D突起で効果的なリフティング

ホワイトロサ糸リフトKING COBRAは
両方向360° 6D立体突起をもつ糸リフトであります。
前のコグ糸が斜線の突起を持つ糸に比べKING COBRAは
垂直で突起を作った形になっておりより強力な固足力と
弾力的なリフティング効果を期待されます。



COG

	PDO			
	PCL			
	WPCL			
	GAUSE	NEEDLE	THREAD	USP
	21G	60/90	120/160	6-0
	19G	100	160/190	1
	18G	100	160/190	2

KING COBRA

	PDO			
	PCL			
	GAUSE	NEEDLE	THREAD	USP
	21G	60/90	120	2-0
	19G	100	160/170	1
	18G	100	160/170	2

LIFT KING


	PDO			
	WPCL			
	GAUSE	NEEDLE	THREAD	USP
	19G	100	160/170	1
	18G	100	160/170	2

ARROW

PDO

WPCL

GAUSE	NEEDLE	THREAD	USP
19G	100	160	2
18G	100	160	3



MESH

PDO

PCL


GAUSE	NEEDLE	THREAD	USP
19G	38	50	6-0
19G	50	70	6-0
19G	50	90	6-0



TWIN ARM

PDO

GAUSE	NEEDLE	THREAD	USP
19G	100	400	2



STANDARDS

PDO

PCL

WPCL

	GAUSE	NEEDLE	TYPE	BAND	THREAD	USP
COG	18G	100	W	B/NB	170/160	2
			L	B	170	
	19G	100	W	B/NB	170/160	1
			L	B	170	
	21G	60	L	B	120/210	2-0
		90	L/W	B	160	
KING COBRA	18G	100	W	B/NB	170/160	2/1
			L	B	170	
	19G	100	W	B/NB	170/160	1/0
			L	B	170	
	21G	60	L	B	120	3-0
		90	L/W	B	160	
LIFT KING	18G	100	W	B/NB	170/160	3
			L	B	170	
	19G	100	W	B/NB	170/160	2/1
			L	B	170	
	21G	60	L	B	120	0
		90	L/W	B	160	
ARROW	18G	100	W	B/NB	170/160	3
			L	B	170	
	19G	100	W	B/NB	170/160	2
			L	B	170	
MESH	19G	38/50/60	L	B	50/70/90	5-0
TWIN ARM	19G	100	C		400	2

FEATURES

W タイプ

Cannula needle



針先の形状が丸い形のカニューレタイプ。
皮膚に挿入する際に痛みが少なく、
血管保護の機能がある。

W型で [Band]、[No band] タイプ共に使用可能。

L タイプ

Cannula needle



針先形状が比較的丸い形のCannulaタイプ。
皮膚に挿入する際、比較的痛みが少なく、
血管保護の機能がある。

L型で[Band] タイプのみ使用可能。

A タイプ

Cannula needle




針の先端が尖った形の一般的な注射針タイプ。
尖った一般針で精巧な施術が可能だが、
血管保護の機能が低い。

[MONO], [SCREW]製品の針タイプ
[A]形で[Band]タイプのみ使用可能。

Band タイプ

針から露出した糸が下に引っ張られ、折り畳まれた形式



1 施術の利便性

糸が外側に引っ張られて折り畳まれ、露出された状態で皮膚に挿入され皮膚の中の糸の位置を確認しやすいので No Bandタイプに比べ、迅速で快適な施術が可能です。

2 精度が低い

糸のバンドの位置から針の先端までの空間が存在するため 施術時に精巧に位置を固定することができず、精度が低い。

バンドタイプ別特徴

No Band タイプ


糸が外部に露出している部分がなく、挿入可能な形式

1 施術設計が容易

糸表面のカッティング面やモールディング面が 皮膚の内側に触れずに挿入され 施術の方向を矯正しやすく、深さの修正が可能でありスムーズな施術が可能。

2 固定力が強い

針で位置を確定した後糸を押し上げることができ、固定力が高い。



Thank You 



(株) エイチエム ソリューション

5F #504 21 Hwangsaeul-ro 360beon-gil, Bundang-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

+82-70-8648-1851

hmsolution1004@gmail.com